

ANZIEHEND GUT



WELCHE BINDUNG MÖCHTEN SIE EINGEHEN?

Trauen Sie sich:

- ▶ **HistoBond® / HistoBond®+:**
Gewebeschnitte werden elektrostatisch an die beidseitig positiv geladene Glasoberfläche gebunden. HistoBond® hat einen Mattrand zur Beschriftung, wobei der HistoBond®+ ein einseitig aufgedrucktes Beschriftungsfeld hat.
- ▶ **HistoBond®+S:** der Objektträger hat eine erheblich höhere positive Ladung als die bereits genannten Modelle und bindet Ihre Schnitte auch unter ungünstigen Bedingungen.
- ▶ **HistoBond®+M:** Auf diesem Objektträger werden Ihre Schnitte kovalent, also chemisch gebunden. Damit ist er besonders für wenig polares, z.B. sehr fettreiches Gewebe geeignet.
- ▶ Die HistoBond®+, HistoBond®+S und HistoBond®+M sind mit **verschiedenfarbigen Beschriftungsfeldern** erhältlich.
- ▶ **Sondermaße** lieferbar
- ▶ Mit **90°-Schliff** für die Automatenarbeit

HistoBond®

- ▶ ANZIEHEND
- ▶ WASCHFEST
- ▶ AUTOKLAVIERBAR
- ▶ BUNT



Und der Preis?
Spricht eindeutig dafür.
Bei Labomedic jetzt nur

ab €162,35*

-15%
statt
€191,00*

*Preis pro 1000 Stück / zzgl. MwSt.

► **Empfehlung:**

Ein Bündnis fürs
Leben!

**Damit Ihre Schnitte
nicht baden gehen.**

Einfach zurück per Fax an:
+49 228-98874-50

E-Mail an:
kontakt@labomedic.de

Telefonische Beratung direkt:
+49 228-98874-0

Ausführung	Farbe	Artikelnummer	VE	Preis[€]/1000 St.*	Bestellmenge
Histobond	seidenmatt	1110075	50/Faltschachtel	162,35	
Histobond	seidenmatt	2044633	2000/Plastikschtel	179,60	
Histobond+	weiß	2081639A	100/Plastikschtel	204,85	
Histobond+	gelb	2081639B	100/Faltschachtel	211,65	
Histobond+	orange	2081639D	100/Faltschachtel	211,65	
Histobond+	rosa	1110785	2000/Faltschachtel	211,65	
Histobond+	blau	2081639H	100/Faltschachtel	211,65	
Histobond+	grün	2081639J	100/Faltschachtel	211,65	
Histobond +S	weiß	2081062	100/Plastikschtel	230,35	
Histobond +M	weiß	2138354	2000/Plastikschtel	256,70	

Weitere Ausführungen auf Anfrage oder auf www.labomedic.de

Name Vorname

Firma

Adresse

Kunden-Nummer

Telefon Fax

E-Mail

DIREKTBESTELLUNG ► unter www.labomedic.de

oder per Fax

Ort/Datum Unterschrift

* zzgl. MwSt.

Labomedic GmbH

Hohe Strasse 75d
53119 Bonn

kontakt@labomedic.de
www.labomedic.de