

AUTOKLAVIEREN?



GEHT AUCH GANZ ENTSPANNT!

Nur mit einem wirklich guten Autoklaven lässt sich störungsfrei arbeiten!

Der Autoklav ist fester Bestandteil in jedem biologischen Labor und seine Benutzung gehört zur täglichen Routine. Dementsprechend wünscht man sich, dass die Maschine einfach und störungsfrei in Bedienung und Betrieb ist. Psst. Da haben wir etwas für Sie ...



LABOKLAV:

- ▶ Integriertes Selbstreinigungsprogramm
- ▶ **3 Jahre Garantie** bei jährlicher Routinewartung**
- ▶ Wenn's drauf ankommt: **schneller Service**

- ▶ Der **Doppelmantel** bei der Schnellrückkühlung **verringert die Kühlzeit um 50-80%**
- ▶ Ein von der Kammer **separater Dampfbereiter** sorgt für **Langlebigkeit** und ist weniger störanfällig
- ▶ **Geschlossenes Kühlsystem** mit Wasser aus integriertem Tank spart Ressourcen
- ▶ **Integrierter Vorratstank** für VE-Wasser → auch manuell befüllbar
- ▶ Laboklav 55-195 nach Ihren Bedürfnissen als **Tisch- und Standgerät** verfügbar → **Umbau auch vor Ort möglich**
- ▶ **Touchdisplay** für einfache Bedienung mit interner Dokumentationsmöglichkeit (Speicher für 50 Läufe) (netzwerkfähig)

Und der Preis?
Spricht eindeutig dafür.
Bei Labomedic jetzt nur



* Auf Anfrage

** gesetzlich verpflichtend, nur durch zertifiziertes Personal




NEU:

Autoklavieren leicht gemacht!

Einfach zurück per Fax an:
+49 228-98874-50

E-Mail an:
kontakt@labomedic.de

Telefonische Beratung direkt:
+49 228-98874-0



Der LABOKLAV

Das können Sie für mich tun:

Beraten Sie mich vor Ort

Bitte kontaktieren Sie mich. Sie erreichen mich am besten (Wochentage/Uhrzeit)

.....

oder an diesem Termin (Datum und Uhrzeit):

.....

Ihre Anforderungen:

Art des Sterilguts (z.B. Flüssigkeiten, Textilien, Müll, Instrumente, sonstiges):

.....

Menge des Sterilguts / Tag:

.....

Pathogenität im Labor (z.B. GVO, pathogene Keime, hochinfektiöses Material) S2 oder S3 Labor?:

.....

Name Vorname

Firma

Adresse

Kunden-Nummer

Telefon Fax

E-Mail

Ort/Datum Unterschrift

Labomedic GmbH

Hohe Strasse 75d
53119 Bonn

kontakt@labomedic.de
www.labomedic.de