

## FÜR IHRE SENSIBELCHEN



## Bambanker™ Einfriermedium

Mit dem innovativen Zellgefriermedium Bambanker lagern Sie Ihre Zellen sicher, schnell und einfach. Bambanker ist besonders geeignet für sensitive Zellen, kann aber universell für alle Zelllinien eingesetzt werden. Die Zellen lagern bei -80°C oder in flüssigem Stickstoff sicher für bis zu 2 Jahre. Die Rate intakter Zellen nach dem Auftauen ist im Vergleich zu herkömmlichen Medien deutlich besser, insbesondere bei sensitiven Zellen. Es sind keine zusätzlichen Komponenten oder sequenzielle Einfrierschritte mehr nötig. Das spart Zeit und Kosten während des Einfrierens.



### Bambanker™ Einfriermedium :

Das innovative  
Multitalent für

- ▶ sensible Zellen
- ▶ Lymphozyten
- ▶ Stammzellen

Es lohnt sich:

- ▶ Sichere Langzeitlagerung
- ▶ Für alle Zelllinien geeignet
- ▶ Hohe Viabilität nach dem Auftauen
- ▶ Keine Zugabe von DMSO oder Glycerol
- ▶ Kein sequenzielles Einfrieren mehr
- ▶ Frei von Serum

**Und der Preis?**  
**Spricht eindeutig dafür.**  
**Bei Labomedic jetzt nur**

**ab 42€\***

Die Haltbarkeitsdauer beträgt bei Lagerung in einen Kühlschrank 24 Monate.

\*Zzgl. MWSt.



**NEU:**

Damit auch Ihre sensibelsten Zellen den Kälteschlaf gut überstehen!

Einfach zurück per Fax an:  
**+49 228-98874-50**

E-Mail an:  
**kontakt@labomedic.de**

Telefonische Beratung direkt:  
**+49 228-98874-0**

# Die Lösung für eine stabile Langzeitlagerung

| Artikelnummer | Produkt                  | Preis*** [€] | Bestellmenge |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 2084277M      | Bambanker™, 120ml        | 132,00       |              |
| 2084277N      | Bambanker™, 5x20ml       | 136,00       |              |
| 2084277O      | Bambanker™, 20ml         | 42,00        |              |
| 2126113       | Bambanker™ Direct*, 20ml | 64,00        |              |
| 2126114       | Bambanker™ HRM**, 20ml   | 84,00        |              |

\*Bambanker™ Direct – besonders geeignet für Hybridomzellen und HTTP-Anwendungen

\*\*Bambanker™ HRM – ohne tierische Bestandteile, mit Human Serum Albumin, daher besonders für empfindliche ES/iPS-Zellen geeignet

Name ..... Vorname .....

Firma .....

Adresse .....

Kunden-Nummer .....

Telefon ..... Fax .....

E-Mail .....

**DIREKTBESTELLUNG** ► unter [www.labomedic.de](http://www.labomedic.de) oder per Fax

Ort/Datum ..... Unterschrift .....

\*\*\*zzgl. MwSt.

**Labomedic GmbH**

Hohe Strasse 75d  
53119 Bonn

kontakt@labomedic.de  
www.labomedic.de